

HIGHLIGHTS

A következő generáció – Admira® Fusion 5

Biokompatibilis univerzális kompozí

**Egyszerűsített
színrendszerrel**

AlignerFlow LC

A láthatatlan fogszabályozók fogra kerülő segédelemeihez

**TRENDI
ÉS MAJD NEM
LÁTHATATLAN**

Grandio® disc

Multikolorként is kapható



Admira® Fusion 5

Univerzális nano-hidrid ORMOCER®
helyreállító anyag egyszerűsített
színrendszerrel

AlignerFlow LC

Nanohibrid kompozit
láthatatlan fogszabályozók
segédelemeihez

Grandio® blocs /

Grandio® disc

Nano-kerámia hibrid
CAD/CAM anyag

Admira® Fusion 5

Szeretne egy korszerű univerzális tömőanyagot, amely megfelel a betegek magas esztétikai igényeinek, és mégis rendkívül egyszerűvé teszi a napi gyakorlati rutint? Akkor az Admira Fusion 5 a hatékony megoldás! Az egyszerűsített színrendszernek köszönhetően mind a 16 Vita® klasszikus árnyalat lefedhető mindössze 5 klaszter árnyalattal. A többszínű rétegzés, blokkoló vagy opaker használata nem szükséges. Csak öt árnyalatot kell raktáron tartania, a napi munka során megfelelően felkészülhet minden esetre, és jelentősen csökkentheti a raktárkészletét.



Takarítson meg
28%*
-ot a **próbacsomag**
megvásárlásával!

Próba készlet

10 × 0,2 g Caps
(2 db mindegyikből × A1, A2, A3,
A3.5, A4),
10 × Futurabond U SingleDose
+ színkulcs

REF 6243

Cluster-Shade- árnyalatrendszer

Egyesíti a 16 Vita®
klasszikus árnyalatot
mindössze öt
Admira Fusion 5
árnyalatban

Csak
10 másodperc
lámpázás mind az
öt árnyalatban



Takarítson meg
20%*
-ot a **készlet**
megvásárlásával!

Készlet fecskendő

5 × 3 g fecskendő
(A1, A2, A3, A3.5, A4),
+ színkulcs

REF 6225

Készlet kapszulás

75 × 0,2 g Caps
(15 db mindegyikből × A1, A2, A3,
A3.5, A4),
+ színkulcs

REF 6235

A nano-hidrid és az ORMOCER® technológia innovatív kombinációja, amelyben mind a töltőanyagok, mind a gyanta mátrix, szilícium-oxidon alapulnak, ami óriási előnyökkel jár: Tisztán kerámia alapú töltőanyag klasszikus monomerek nélkül és kivá-

ló fizikai tulajdonságokkal. Az Admira Fusion 5 nagyon stabil anyag, és a hagyományos kompozitokhoz képest messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodással (1,25 térfogat%) rendelkezik. Próbálja ki!

Admira Fusion 5

VITA®
classical


A1				A2			A3			A3.5					A4	
A1	B1	C1	D2	A2	B2		A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

“A magas esztétikai elvárásaim miatt először szkeptikus voltam, hogy minden üreg valóban esztétikusan kitölthető-e mindössze 5 árnyalattal. De a végeredmény izgatottá tett. A tömőanyag nem látható. Ezenkívül nagyon jól adaptálódik az üreghez, és nem ragad a műszerhez.”

Dr. Hanke Faust, Németország

Azonnali előnyök:

- Mind a 16 Vita® klasszikus árnyalat mindössze 5 klaszter árnyalattal lefedhető
- Csak 10 másodperc lámpázás minden árnyaltnál
- Kiváló biokompatibilitás, mivel nem tartalmaz klasszikus monomereket
- Messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodás (1,25 térfogat%)
- Kompatibilis az összes hagyományos ragasztóval



AlignerFlow LC

A fogászati és fogsabályzó kezelések részét képező aligner terápia bizonyos esetekben fogra kerülő segédelemeket alkalmaznak. Az aligner segédelemek pontos kivitelezéséhez speciális kompozitokra van szükség. A kezelési időszak alatt nagyon stabilnak kell lenniük, de a kezelés végén biztonságos és maradványmentes eltávolítást kell biztosítaniuk.

Az AlignerFlow LC révén a VOCO kifejezetten erre a célra kínálja a fluoreszcens tulajdonsággal rendelkező nano-hibrid kompozitot. Az UV-A fény alatt ellenőrizhetjük az attachmenteket, vagy az eltávolítás után pontosan azonosíthatók az anyagmaradványok és óvatosan eltávolíthatók a zománcról. A klasszikus fogárgyakban kapható AlignerFlow LC az aligner terápia esztétikai igényeinek is megfelel.



AlignerFlow LC

2 x 2 g Fecskendő A1 REF 1526

2 x 2 g Fecskendő A2 REF 1527

2 x 2 g Fecskendő A3 REF 1528

Elérhető 2023. 05. 01-től



Tökéletes
vizuális ellenőrzés
UV-A fény alatt



AlignerFlow LC -ből készült attachmentek

Az AlignerFlow LC -ből készült attachmenteket 83 tömeg% töltőanyag tartalomnak köszönhetően nagy stabilitás és kopásállóság jellemzi. Ez biztosítja az alignerek folyamatos rögzítését az érintett fogakon az igazító kezeléseknél a teljes kezelési időszak alatt.

Az AlignerFlow LC fejlesztése a VOCO millió számra sikeresen alkalmazott folyékony kompozitjainak húsz éves tapasztalatán alapszik.

Azonnali előnyök:

- Biztonságos csiszolás és eltávolítás UV-A fény alatt
- Tökéletes folyási jellemzők, pontos alkalmazás
- Fotopolimerizálás az átlátszó sablonon keresztül
- Stabil és kopásálló a teljes kezelési időszak alatt
- Kellemes esztétika a fogárgyakban



“Az aligner attachmenteket rutinszerűen használjuk: az illeszkedés és a forma döntőek a kezelés sikeréhez. Ez egy olyan flow, amely mind az alkalmazást, mind az azt követő eltávolítást az UV-A fényben kontrollálva lehetővé teszi, ráadásul gyorsabban használható.”

Thomas Kober fogorvos, Németország

Alkalmazás és kezelés – nagyon egyszerű:

Az AlignerFlow LC-t mindig dentin zománc ragasztóval kell használni és közvetlenül az attachment sablonba kell applikálni. A flow anyag tökéletesen és buborékmentesen a konkvitációk belső felületéhez adaptálódik; a töltési szint pontosan adagolható. Ezt követi a fotopolimerizáció az átlátszó sablonon keresztül.

Az AlignerFlow LC-t az anyag megszabadását, csepegését megakadályozó NDT-fecskendőben kínáljuk, 2 x 2 g.

A mellékelt kanülök (0,9 mm és 1,2 mm átmérő) alkalmasak az attachment sablonba való közvetlen applikálásra, a legfinomabb attachmentekhez, a nagy kiterjedésű lingvális retainerekhez, vagy a rágófelszín injektációs technikával történő felépítéséhez.

Admira® Fusion

- A világ első tisztán kerámia alapú restaurációs anyaga
- Összehasonlítva más, a kereskedelemben elérhető restaurációs kompozitokkal, messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodási érték (1,25 térfogat%) és különösen alacsony zsugorodási stressz
- Semleges, így rendkívül biokompatibilis és kitűnően ellenáll az elszíneződéseknek
- Kitűnő kezelhetőség, egyszerűen magas fényűre polírozhatóság, magas felületi keménység, ezek garantálják az első osztályú, hosszú távú eredményeket

Univerzális
nano-hibrid
ORMOCER®
tömőanyag



4+1
utántöltőkre¹

Admira Fusion	Univerzális nano-hibrid ORMOCER® tömőanyag	Utántöltő: kapszula	Caps 15 × 0,2 g	különböző színekben ²
		Utántöltő: Fecskendő	Fecskendő 3 g	különböző színekben ²
		Készlet fecskendő + ragasztóanyag	Fecskendő 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + fogszínkulcs + Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 db + tartozékok	REF 2750
		Készlet kapszula + ragasztóanyag	Caps 75 × 0,2 g (15 db mindegyikből × A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + fogszínkulcs + Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 db + tartozékok	REF 2780
Admira Fusion Flow	Folyékony, fényre keményedő nanohibrid ORMOCER® tömőanyag	Utántöltő: Fecskendő	Fecskendő 2 × 2 g	különböző színekben ²
		Készlet Fecskendő	Fecskendő 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, W0) + fogszínkulcs + tartozékok	REF 2816
Admira Fusion x-tra	Nano-hibrid ORMOCER® tömőanyag, 4 mm	Utántöltő: Fecskendő	Fecskendő 3 g (univerzális)	REF 2810
		Utántöltő: Caps	Caps 15 × 0,2 g (univerzális)	REF 2811
Admira Fusion x-base	Folyékony nanohibrid ORMOCER® bázis tömőanyag, 4 mm	Utántöltő: Fecskendő	Fecskendő 2 × 2 g (univerzális)	REF 2812

²További kiszerezési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a www.voco.dental oldalon, vagy a fő katalógusban.

ORMOCER® = Kiváló biokompatibilitás

Az Admira Fusion nem tartalmaz klasszikus monomereket, mint például BisGMA-t [BPA]-t, TEGDMA-t vagy HEMA-t, így kizárja az ilyen anyagok polimerizáció utáni esetleges kioldódását. Az ORMOCER®-ek (szervesen módosított kerámiák), amelyeket ezek helyett használnak, nagy és előkondenzált molekulák szervesen mátrixban, magas fokú térhálósítottsággal. Az Admira Fusionról alkotott általános vélemény egyike a 'kiváló biokompatibilitás'.^[1]

[1] Leyhausen és társai, Hannoveri Orvosi Egyetem jelentése a VOCO-nak, 2015

Grandio®SO Flowables

A tömöríthető GrandioSO segítségével a VOCO létrehozta a legfogszerűbb kompozit tömőanyagot a piacon. Ugyanazon technológia alapján három különböző viszkozitást kínálunk Önnek a folyékony tömőanyagainkkal:

- **Light Flow – alacsony viszkozitás**

Pontos applikálás az extra finom kanülnek köszönhetően, ezért kiválóan alkalmas a nehezen elérhető területeken és kis üregekben

- **Flow – közepes viszkozitás**


Kiváló áramlási tulajdonságok, univerzális alkalmazás és precíz applikálás

- **Heavy Flow – magas viszkozitás**

Megnövelt stabilitás, azaz nincs nemkívánatos lefolyás, valamint alkalmazás

Készlet fecskendő Light Flow	5 × 2 g fecskendő (A1, A2, A3, A3.5, WO) + fogszínkulcs + tartozékok	REF 2585
Készlet fecskendő Flow	5 × 2 g fecskendő (A1, A2, A3, A3.5, WO) + fogszínkulcs + tartozékok	REF 2720
Készlet fecskendő Heavy Flow	5 × 2 g fecskendő (A2, A3, A3.5, WO, GA5) + fogszínkulcs + tartozékok	REF 2680

További kiserelési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a www.voco.dental oldalon, vagy a fő katalógusban.



Szett vásárlása
esetén több mint
32%*
megtakarítás!



Futurabond® U
elérhető praktikus
kiserelésben
SingleDose

Futurabond® U

A Futurabond U mögött egy kiterjedt kutatási és fejlesztési folyamat áll, amelynek az egyik célja: olyan univerzális ragasztót kínálni, a felhasználóknak, amely **megbízhatóságával** és más előnyeivel feleslegessé teszi a fogászati gyakorlatban más ragasztó rendszerek használatát. A **Futurabond U új szabványokat állít be** a kötési szilárdsággal, különösen pedig a **rugalmas** és sokoldalú **felhasználhatóságával**.

50 SingleDose

50 × Futurabond U
SingleDose
+ tartozékok

REF 1571

200 SingleDose


200 × Futurabond U
SingleDose
+ tartozékok

REF 1572



VisCalor® bulk

A VisCalor bulk teljesen új megközelítést követ: az anyag egyesíti a folyékony kompozit áramlási képességét az applikálás során a tömöríthető kompozit formázhatóságával. A VisCalor bulk tehát olyan anyag, amely mind a nagy, mind a keskeny üregekhez felhasználható, anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie az adaptáció vagy a szilárdság szempontjából.



... Melegítsd

... Folyasd

... Alakítsd

Azonnali előnyök:

- **Innovatív anyag**
Melegítés hatására az anyag kezdetben folyékony, ebben a formában applikálható, majd közvetlenül utána formázhatóvá válik (thermoviskózus technológia)
- **Időtakarékos**
Hatékony helyreállítások egyetlen anyaggal
- **Kiváló kezelhetőség**
Buborék mentes applikálás vékony és hosszú kanüllel



A világ első
kompozitja
thermoviskózus
technológiával

Készlet VisCalor Dispenser

80 × 0,25 g Caps (16 × univerzális,
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3)
1 × VisCalor Dispenser

REF 6062

Készlet Caps Warmer

80 × 0,25 g Caps (16 × univerzális,
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3)
1 × Caps Warmer

REF 6063

További kiegészítési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a www.voco.dental oldalon, vagy a fő katalógusban.

Profluorid® Varnish

Az érzékeny fogak széles körű problémát jelentenek sok ember számára. Általában az állapot csak átmeneti fájdalmat okoz, amelyet a betegek nem mindig jelentenek fogorvosuknak. A túlérzékenységet elsősorban a nyitott dentin tubulusok okozzák, ezért a kezelés célja ezeknek a tubulusoknak a lezárása. A Profluorid Varnish fluoridtartalmú lakk, amely a fognyaki vagy az üreg előkészítése után megnyílt dentin tubulusokat hatékonyan lezárja.

Fluorid tartalmú

lakk érzékenységi
kezelésére (5 % NaF)

Azonnali előnyök:

- Gyors deszenzibilizáció és fluoridleadás (5 % NaF $\approx$ 22.600 ppm fluorid)
- Könnyen applikálható – nyálálló
- Hét kellemes ízben kapható
- Gazdaságosan, vékony rétegben applikálható, nagyon előnyös

200 × 0,40 ml SingleDose

Dinnye	REF 1271	Rágógumi	REF 2239
Menta	REF 2231	Cseresznye	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola Lime	REF 2241
Karamell	REF 2229		

Mixed Flavour

4 × 10 ml Tubus
Válogatás: menta, dinnye, cseresznye
és karamell
REF 2971



V-Posil®

Lenyűgöző pontosság - Addíciós szilikon lenyomatanyag

A fogpótlások készítéséhez általában modellekre van szükség, ami precíziós lenyomatvételt jelent. A precíziós lenyomatok információforrásként szolgálnak az intraorális struktúrák részletes reprodukciójához, a fogorvos és a fogtechnikus közötti kommunikáció eszközei. A lenyomat minden pontatlansága átkerül a modellekre is, és gyakran észrevétlen marad egészen a protézis átadásáig.

Kezdőkészlet	Putty Fast	Patron 2 x 380 ml	REF 2991
	Light Fast	Patron 2 x 50 ml	
Kezdőkészlet	Heavy Soft Fast	Patron 2 x 380 ml	REF 2985
	Light Fast	Patron 2 x 50 ml	
Kezdőkészlet	Mono Fast	Patron 2 x 380 ml	REF 2987
	Light Fast	Patron 2 x 50 ml	
Kezdőkészlet	Putty Fast	Tégely 2 x 450 ml	REF 2984
	Light Fast	Patron 2 x 50 ml	
Kezdőkészlet	Putty Soft Fast	Tégely 2 x 450 ml	REF 2904
	Light Fast	Patron 2 x 50 ml	



Kezdőkészlet
vásárlása esetén

15%*
kedvezmény!



VOCO Retraction Paste

A VOCO Retraction Paste az Ön hatékony és nélkülözhetetlen segítője ideiglenes szulkusz tágitásra, a száraz ínybarázda biztosítására. Megalapozza a sikeres hagyományos vagy digitális lenyomatvételt. A VOCO Retraction Paste egyszerűen és higiénikusan bevezethető az ínybarázdába közvetlenül a SingleDose Cap-ból, amely a VOCO mérnökeinek újítása, és akár 3 barázdához is elegendő.

Azonnali előnyök:

- **Vékony kanül hajlékony hegygel** – könnyű és hajszálpontos belvitel a szulkuszba
- **Viszkozitás változás** – a paszta konzisztenciája változik az applikálás és a szulkusz tágulása közben
- **Jó láthatóság** – kontrasztos az ínnel
- **Tiszta termék** – gyorsan és egyszerűen eltávolítható



**Retrakciós fonál
a kapszulából**

Könnyű applikálás
az ínybarázdába

25 Set

25 x 0,3 g Caps

REF 1012

100 Set

100 x 0,3 g Caps

REF 1013

100 darabos
készlet vásárlása
esetén

25%*
kedvezmény!



Grandio® blocs & Grandio® disc

A nano-kerámia hibrid CAD/CAM anyagok, a Grandio blokk és a Grandio korong végleges szőlőkoronákhoz javasoltak, és új mércét állítanak fel rendkívüli anyagszilárdságukkal. 86% töltőanyag tartalmukkal osztályukban a legmagasabb töltöttséggel rendelkeznek.

voco

TRUSTED
PARTNER



Az összes kompatibilis
marógép listája itt
megtalálható:

[www.voco.dental/
systempartner](http://www.voco.dental/systempartner)



Grandio disc multicolor

1 × 15 mm (ø 98 mm)

REF (rendelési számok)
lásd a táblázatot

Elérhető 2023.05.01-től

Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT

REF (rendelési számok)
lásd a táblázatot

Grandio blocs

5 × no. 14L LT/HT

REF (rendelési számok)
lásd a táblázatot

Grandio disc

1 × 15 mm (ø 98 mm)

REF (rendelési számok)
lásd a táblázatot

	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2
Disc multicolor 15 mm	6216	6217	6218	6219	6220	6221

	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
Blocs 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
Blocs 14 L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030
Disc 15 mm	6050	6051	6052	6053	6054	6055	6056	6057	6058	6059	6060

*az egyedi kiszerezésekhez képest


MEGRENDELÉS

Az itt bemutatott VOCO Highlights megrendeléséhez kérjük, forduljon fogászati kereskedőjéhez vagy VOCO fogászati tanácsadójához.

Az ajánlatok csak a résztvevő kiskereskedelmi partnereknél érvényesek.

A speciális árat a depók mindig figyelembe veszik.

Ezt az akciós
újságot átadta:



VC 84 001230 HU 0423